

Набор Bio-Rad Пасторекс Ротавирус для латексной агглютинации

ФСЗ 2010/07574

для открытых систем, идентификация, реакции агглютинации, 60 шт.

Bio-Rad Laboratories, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	идентификация
Реакции агглютинации	Да
Упаковка	флакон
Фасовка	60 шт.

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Bio-Rad Пасторекс Ротавирус (Pastorex Rotavirus) для латексной агглютинации.

RIDA Quick Rotavirus является одностадийным иммунохроматографическим тестом, включающим специфичные к ротавирусам антитела с окрашенными латексными частицами и специфичные антитела к патогену, прикрепленные к мембране. Вначале образец кала суспендируют в буфере для экстракции, затем проводят процедуру осаждения. Аликвоту супернатанта образца вносят в тестовый стрип. Если образец содержит антигены, то происходит образование комплекса антигенов с латексными частицами через специфические антитела; этот комплекс при прохождении через мембрану связывается со специфическими антителами, закрепленными в тестовой полосе.