

Набор Bio-Rad Пасторекс Стаф Плюс для латексной агглютинации

ФСЗ 2010/07574

для открытых систем, идентификация, реакции агглютинации, 50 шт.

Bio-Rad Laboratories, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	идентификация
Реакции агглютинации	Да
Упаковка	флакон
Фасовка	50 шт.

Дополнительные характеристики

Пасторекс Стаф Плюс (Pastorex Staph Plus) – набор реагентов для идентификации методом агглютинации, основан на одновременной детекции фактора аффинности к фибриногену (агрегационный фактор), протеина А и капсулярных полисахаридов *Staphylococcus aureus*.