

Набор Bio-Rad Пасторекс Стреп для латексной агглютинации

ФСЗ 2010/07574

для открытых систем, идентификация, реакции агглютинации, 60 шт.

Bio-Rad Laboratories, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	идентификация
Реакции агглютинации	Да
Упаковка	флакон
Фасовка	60 шт.
Исследуемый образец	моча / сыворотка

Дополнительные характеристики

Пасторекс Стреп (Pastorex Strep) – набор реагентов для идентификации методом агглютинации группоспецифических антигенов стрептококков групп А, В, С, D, F, G в спинномозговой жидкости (CSF), сыворотке и моче, путем быстрой агглютинации латекса (60 тестов).

Набор включает фермент для экстракции, 6 латекс-тестов (А, В, С, D, F, G), положительный контроль, агглютинационные карты и палочки для перемешивания.