

Набор для надлобкового дренажа Цистофикс Пед / МиниПед

ФСЗ 2007/00012

катетер Пигтейл, размер 5 Fr / 10 Fr, длина 50 см

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип катетера	катетер Пигтейл
Размер	5 Fr / 10 Fr
Длина	50 см

Описание

Цистофикс Пед / МиниПед – наборы для надлобкового дренирования мочевого пузыря для применения в педиатрии и неонатологии.

Диаметр катетера: 10 Fr / 5 Fr

Длина катетера: 50 см

	Цистофикс Пед – Базовый набор для педиатрии • катетер из полиуретана Цертон, длина 50 см, 10 Fr • расщепляемая металлическая канюля для пункции • фиксатор катетера • пакет для сбора мочи 1.5 л • 7 отверстий на катетере
	Цистофикс МиниПед – Базовый набор для неонатологии • катетер из полиуретана Цертон, длина 50 см, 5 Fr • Сплиттокан (расщепляемая Браунюля) размер 3 (2.35×50 мм) • стилет • адаптер с винтовой резьбой • 5 отверстий на катетере
	Цистофикс МиниПед – Сменный набор для неонатологии • катетер из полиуретана Цертон, длина 50 см, 5 Fr • проводник 0.6×900 мм (нержавеющая хромоникелевая сталь) • расщепляющийся интродьюсер • 7 отверстий на катетере

Все размеры и каталожные номера наборов Цистофикс