

Наборы для надлобкового дренажа Цистофикс TUR

ФСЗ 2007/00012

катетер Пигтейл, размер 15 Fr, длина 65 см

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип катетера	катетер Пигтейл
Размер	15 Fr
Длина	65 см

Описание

Цистофикс TUR – наборы для интра- и постоперационного дренирования мочевого пузыря при трансуретральной электрорезекции

Диаметр катетера: 15 Fr (4.8 мм)

Длина катетера: 65 см

Длина канюли: 12 см



Цистофикс TUR

- катетер из полиуретана Цертон, длина 65 см
- расщепляемая металлическая канюля для пункции
- 28 отверстий на катетере