

Набор для переливания крови Vygon 275.00

РЗН 2013/16

трансфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Тип	трансфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый

Дополнительные характеристики

Набор для переливания крови Vygon 275.00 содержит все необходимые принадлежности для проведения забора и замены крови пациента. Основное применение набора – предотвращение Rh-индуцированной гемолитической болезни новорожденных.

Состав набора Vygon 275.00:

- 1 четырехходовой кран с инъекционным портом
- 1 удлинительная трубка для забора крови
- 1 катетер для заменного переливания 5 Fr, длиной 37 см (ПВХ - XRO)
- 1 катетер для заменного переливания 7 Fr, длиной 37 см (ПВХ - XRO)
- 2 шприца 20 мл Люер-лок
- 1 шприца 10 мл Люер-лок
- 1 игла для подкожных инъекций типа Люер 15×0.5 мм (25G)
- 1 набор для трансфузии
- 1 линейка 15 см для измерения венозного давления
- 3 марлевых салфетки 50×50 мм
- 1 хирургическая простыня с выделенным операционным полем
- 1 пара перчаток
- 1 воздухоотводная игла
- 1 контрольный лист