

Набор для стентирования мочеточника B.Braun Урекат

ФСЗ 2010/07127

двухпетлевой (внутренний), открытый / закрытый, без покрытия, размер 5 Ch / 6 Ch / 7.5 Ch / 9 Ch, длина 20 см / 25 см / 27.5 см / 30 см

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	двухпетлевой (внутренний)
Тип кончика	открытый / закрытый
Покрытие	без покрытия
Размер	5 Ch / 6 Ch / 7.5 Ch / 9 Ch
Длина	20 см / 25 см / 27.5 см / 30 см

Описание

Наборы B.Braun Урекат (Urecath) – наборы для ретроградного и антеградного стентирования мочеточника.

Состав набора Урекат:

- ☐ Катетер из полиуретана Цетрон
 - боковые отверстия, цветовая маркировка по длине
 - закругленный кончик со стороны почки (□20 мм)
 - Rg-контрастный по всей длине
- ☐ Стальной проводник с пластиковым покрытием
- ☐ Фиксирующий зажим, заглушка, интродьюсер (толкатель), карточка пациента
- ☐ Двойная стерильная упаковка

Варианты исполнения:

- Наборы Урекат для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря
- Наборы Урекат для ретроградного стентирования мочеточника для ЭУВЛ и педиатрии, катетер Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря, экстубационная нить
- Наборы Урекат для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным кончиком, открыт со стороны мочевого пузыря
- Наборы Урекат для антеградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным кончиком, закрыт со стороны мочевого пузыря
- Наборы Урекат для ретроградного стентирования по Сельдингеру, катетер открыт с двух сторон, проводник из покрытой тефлоном нержавеющей стали с гибким округлым кончиком, одна сторона прямая, другая – J3

Все размеры и каталожные номера