

Набор для цистостомии Plasti-Med с катетером Пигтейл

РЗН 2015/3036

катетер Пигтейл, размер 10 Fr / 12 Fr / 14 Fr / 16 Fr,
длина 65 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип катетера	катетер Пигтейл
Размер	10 Fr / 12 Fr / 14 Fr / 16 Fr
Длина	65 см

Описание

Набор для цистостомии Plasti-Med Pigtail Catheter Set – наборы для надлобковой пункции и дренирования мочевого пузыря.

Размер катетера	Каталожный номер	Длина
10 Fr	539001	65 см
12 Fr	539002	65 см
14 Fr	539003	65 см
16 Fr	539004	65 см

Состав набора Pigtail Catheter Set:

- ☐ Катетер Пигтейл
- ☐ Троакар
- ☐ Контейнер для мочи
- ☐ Скальпель
- ☐ Зажим



Катетер «Пигтейл»

Емкость для сбора мочи



Трокар



Скальпель



Зажим

