

Набор гинекологический Юнона тип № 0

ФСЗ 2012/12751

3 предмета: пеленка, перчатки, зонд урогенитальный
флокированный

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 0
Состав	3 предмета: пеленка, перчатки, зонд урогенитальный флокированный

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 0 предназначен для проведения гинекологического осмотра и взятия материала для микробиологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.

Зонд урогенитальный флокированный предназначен для забора биологического материала с поверхности слизистых оболочек, уретры и цервикального канала для бактериологических, цитологических, молекулярно-генетических или других исследований.

Состав набора

- 1. Пеленка 600×400 мм.
- 2. Перчатки (пара).
- 3. Зонд «Юнона»: урогенитальный флокированный.