

Набор гинекологический Юнона тип № 4+

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало
Куско, цитощетка, бахилы

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 4
Размер	S / M / L
Состав	5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка
Бахилы	Да

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 4+ предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах. Цитощетка предназначена для забора материала с поверхности слизистой влагалища или из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований.

Состав набора

1. Пеленка 600×400 мм.
2. Перчатки (пара).
3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
4. Зонд «Юнона»: цитощетка.
5. Бахилы (пара).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 4S+ (кат. № 202)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 4M+ (кат. № 063)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 4L+ (кат. № 203)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый