

Набор гинекологический Юнона тип № 5+

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 8 предметов: пленка, перчатки, зеркало Куско, шпатель Эйера, ложка Фолькмана, цитощетка, предметное стекло (2 шт.), бахилы

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 5
Размер	S / M / L
Состав	8 предметов: пленка, перчатки, зеркало Куско, шпатель Эйера, ложка Фолькмана, цитощетка, предметное стекло (2 шт.)
Бахилы	Да

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 5+ предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра в зеркалах поверхности слизистой влагалища и шейки матки. Входящие в состав набора инструменты (ложка Фолькмана, цитощетка, шпатель Эйера) позволяют выполнить взятие материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки, из уретры и цервикального канала как для цитологических, так и для бактериологических исследований.

Целесообразно использование набора данной комплектации при проведении ежегодной диспансеризации населения.

Состав набора

1. Пленка 600×400 мм.
2. Перчатки (пара).
3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
4. Шпатель Эйера.
5. Ложка Фолькмана.
6. Зонд «Юнона»: цитощетка.
7. Предметно стекло (2 шт.).
8. Бахилы (пара).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 5S+ (кат. № 204)	Зеркало гинекологическое по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 5M+ (кат. № 064)	Зеркало гинекологическое по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 5L+ (кат. № 205)	Зеркало гинекологическое по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый