

Набор гинекологический Юнона тип № 6+

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 6 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с тампоном, предметное стекло (2 шт.), бахилы

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 6
Размер	S / M / L
Состав	6 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с тампоном, предметное стекло (2 шт.)
Бахилы	Да

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 6+ предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с тампоном предназначена для взятия материала для цитологических исследований с нескольких участков слизистой (поверхность шейки матки или слизистая влагалища и цервикальный канал).

Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки, беременных пациенток.

Состав набора

1. Пеленка 600×400 мм.
2. Перчатки (пара).
3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
4. Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном.
5. Предметно стекло (2 шт.).
6. Бахилы (пара).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 6S+ (кат. № 206)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 6M+ (кат. № 065)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 6L+ (кат. № 207)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый