

## Набор гинекологический Юнона тип № 6

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с тампоном, предметное стекло (2 шт.)

Симург ЗАО, Беларусь



### Характеристики

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | № 6                                                                                            |
| Размер | S / M / L                                                                                      |
| Состав | 5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с тампоном, предметное стекло (2 шт.) |

### Дополнительные характеристики

**Набор гинекологический Юнона тип № 6** предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с тампоном предназначена для взятия материала для цитологических исследований с нескольких участков слизистой (поверхность шейки матки или слизистая влагалища и цервикальный канал).

Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки, беременных пациенток.

#### Состав набора

1. Пеленка 600×400 мм.
2. Перчатки (пара).
3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
4. Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном.
5. Предметно стекло (2 шт.).

**Различные модификации** отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

| Модификации                                                | Зеркало                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Набор гинекологический «Юнона» № 6S</b><br>(кат. № 188) | Зеркало по Куско № 1/S:<br>- ширина створок <b>20 мм</b><br>- длина 117 мм<br>- фиксатор – красный |
| <b>Набор гинекологический «Юнона» № 6M</b><br>(кат. № 056) | Зеркало по Куско № 2/M:<br>- ширина створок <b>30 мм</b><br>- длина 117 мм<br>- фиксатор – синий   |
| <b>Набор гинекологический «Юнона» № 6L</b><br>(кат. № 189) | Зеркало по Куско № 3/L:<br>- ширина створок <b>34 мм</b><br>- длина 117 мм<br>- фиксатор – зеленый |