

Набор гинекологический Юнона тип № 7

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка со шпателем, предметное стекло (2 шт.)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 7
Размер	S / M / L
Состав	5 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка со шпателем, предметное стекло (2 шт.)

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 7 предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с цервикальной щеткой, входящая в состав набора, позволяет выполнить взятие материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала.

Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки.

Состав набора

- 1. Пеленка 600×400 мм.
- 2. Перчатки (пара).
- 3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
- 4. Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем.
- 5. Предметно стекло (2 шт.).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 7S (кат. № 190)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 7M (кат. № 057)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 7L (кат. № 191)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый