

Набор гинекологический Юнона тип № 8+

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 6 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с цервикальной щеткой, предметное стекло (2 шт.), бахилы

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 8
Размер	S / M / L
Состав	6 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка с цервикальной щеткой, предметное стекло (2 шт.)
Бахилы	Да

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 8+ предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с цервикальной щеткой, входящая в состав набора, позволяет выполнить взятие материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала.

Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки.

Состав набора

1. Пеленка 600×400 мм.
2. Перчатки (пара).
3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
4. Зонд «Юнона»: цитощетка с цервикальной щеткой.
5. Предметно стекло (2 шт.).
6. Бахилы (пара).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 8S+ (кат. № 210)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 8M+ (кат. № 067)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 8L+ (кат. № 211)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый