

Набор гинекологический Юнона тип № 9+

ФСЗ 2012/12751

S / M / L, 8 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка, цитощетка с тампоном, ложка Фолькмана, предметное стекло (2 шт.), бахилы

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	№ 9
Размер	S / M / L
Состав	8 предметов: пеленка, перчатки, зеркало Куско, цитощетка, цитощетка с тампоном, ложка Фолькмана, предметное стекло (2 шт.)
Бахилы	Да

Дополнительные характеристики

Набор гинекологический Юнона тип № 9+ предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал, взятия материала с поверхности слизистой влагалища, уретры, из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований.

Целесообразно использование набора данной комплектации при выполнении кольпоскопии.

Состав набора

- 1. Пеленка 600×400 мм.
- 2. Перчатки (пара).
- 3. Зеркало гинекологическое по Куско (1/S, 2/M или 3/L).
- 4. Зонд «Юнона»: цитощетка.
- 5. Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном.
- 6. Ложка Фолькмана.
- 7. Предметно стекло (2 шт.).
- 8. Бахилы (пара).

Различные модификации отличаются размером гинекологического зеркала, входящего в комплект набора.

Модификации	Зеркало
Набор гинекологический «Юнона» № 9S+ (кат. № 212)	Зеркало по Куско № 1/S: - ширина створок 20 мм - длина 117 мм - фиксатор – красный
Набор гинекологический «Юнона» № 9M+ (кат. № 068)	Зеркало по Куско № 2/M: - ширина створок 30 мм - длина 117 мм - фиксатор – синий
Набор гинекологический «Юнона» № 9L+ (кат. № 213)	Зеркало по Куско № 3/L: - ширина створок 34 мм - длина 117 мм - фиксатор – зеленый