

Канюля эндоскопическая ИЭХ-«ЭлеПС» 5 мм магнитный клапан, без крана

ФСР 2010/06760

троакарная канюля, клапан магнитный, канюля гладкая, диаметр 5.0 мм, длина 96 мм, стиллет



ЭлеПС НПФ ООО, Россия

Характеристики

Вид	троакарная канюля
Клапан	магнитный
Канюля	гладкая
Диаметр	5.0 мм
Длина	96 мм
Троакар со стиллетом	Да

Дополнительные характеристики

- Троакар 5 мм, канюля с клапаном, стилет.
- троакар размер 5 мм с автоматическим подвижным самоцентрирующимся клапаном;
 - защита оптики от повреждения об клапан при проведении;
 - упрощенная операция смены уплотнительного колпачка;
 - наличие ручного управления клапаном краном для газоподачи с замком типа «LUER»;
 - количество уплотнительных не металлических деталей не более 1шт.