

Набор инструментов для эндоскопической хирургии ИЭХ-«ЭлеПС», клипсы титановые 5 мм, 8 мм

ФСР 2010/06760

титан, 5 мм / 8 мм / 10 мм, в кассете 6 шт.

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Харктеристики

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Материал             | титан               |
| Размер               | 5 мм / 8 мм / 10 мм |
| Количество в кассете | 6 шт.               |

Описание

**Клипсы титановые ИЭХ-ЭлеПС** для лигирования сосудов и тканей, осуществляют надежную окклюзию сосудов.

Внутренние насечки обеспечивают максимальное соприкосновение с тканями.  
Специальная U-образная форма клипс обеспечивает полное смыкание клипсы.