

Набор интродьюсеров для чрескожной трахеостомии COOK Ciaglia Blue Rhino G2

РЗН 2015/2533

для трахеостомии по методике Сигли, с одноэтапным дилататором

Cook Medical Inc., США



Характеристики

Назначение	для трахеостомии по методике Сигли
Тип	с одноэтапным дилататором

Дополнительные характеристики

Улучшенный набор интродьюсеров для чрескожной трахеостомии Ciaglia Blue Rhino® G2 с трахеостомической трубкой с коническим окончанием Versatube™ - используется для управляемой плановой постановки трахеостомической трубки ниже перстневидного хряща.

Состав набора:

- расширитель для чрескожной трахеостомии Ciaglia Blue Rhino G2 с предварительно загруженным направляющим катетером;
- проводник диаметром 0.052 inch (1.32 мм) с отметками положения;
- загрузочные расширители для трахеостомической трубки;
- игла интродьюсера (15 калибр, 7 см);
- игла оболочки FEP (15 калибр, 7 см);
- расширитель (14.0 Fr, 6.5 см);
- одноразовый скальпель, №15;
- одноразовый шприц;
- красный держатель острых игл;
- гелеобразная смазка;
- марлевые тампоны.