

Набор интродьюсеров для трахеостомии COOK Dolphin BT Ciaglia

РЗН 2015/2533

для трахеостомии по методике Сигли, с одноэтапным дилататором

Cook Medical Inc., США



Характеристики

Назначение	для трахеостомии по методике Сигли
Тип	с одноэтапным дилататором

Дополнительные характеристики

Набор интродьюсеров для трахеостомии Dolphin BT™ Ciaglia с применением баллона - используется для управляемой плановой постановки трахеостомической трубки ниже перстневидного хряща.

Состав набора:

- трахеостомический интродьюсер Dolphin BT;
- устройство для раздувания Cook (нет на изображении);
- игла интродьюсера EchoTip® 18 калибра;
- игла оболочки FEP 18 калибра;
- проводник с отметками расположения;
- расширитель 14 Fr;
- одноразовый безопасный скальпель, №15;
- одноразовый шприц;
- красный держатель острых игл;
- изогнутый кровоостанавливающий зажим;
- гелеобразная смазка;
- марлевые тампоны;
- измерительная лента;
- простыня для всего тела с прозрачным пластиковым окном (нет на изображении).