

Набор палочек ламинарии Симург Юнона

РЗН 2017/5336

гигроскопические, средние / большие / средние и
большие, 1.5-4.5 / 4.5-9.5 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	гигроскопические
Тип	средние / большие / средние и большие
Размеры	1.5-4.5 / 4.5-9.5 мм

Дополнительные характеристики

Палочки ламинарии «Юнона» от компании «Симург» представляют собой плотные негнущиеся стержни длиной 5-7 см, толщиной 2-10 мм. Палочки изготавливаются из естественного сырья – морской водоросли *Laminaria digitata*. На конце каждой палочки закреплена нить для контроля ее положения и извлечения.

Механизм действия

Механизм расширения цервикального канала палочкой ламинарии основан на высокой гигроскопичности сухой ламинарии. При попадании в жидкую среду палочка ламинарии разбухает, увеличивая свои поперечные размеры в 2-4 раза за 12-24 часа.

Применение

- При «незрелой» шейке матки, чтобы подготовить ее к естественным родам.
- Для ускоренной подготовки шейки при стимуляции родов, срочном и досрочном родоразрешении.
- Для облегчения гинекологических внутриматочных операций (гистероскопии, инструментального аборта).

Преимущества:

- обеспечивает бережное и эффективное расширение цервикального канала;
- не вызывает аллергических реакций;
- не оказывает влияния на артериальное давление женщины и маточно-плацентарный кровоток.

	Кат. №	Состав набора
Набор палочек ламинарии «Юнона»: тип средние и большие	030	3 средних и 3 больших
Набор палочек ламинарии «Юнона»: тип средние	031	6 средних
Набор палочек ламинарии «Юнона»: тип большие	032	6 больших

Толщина средних палочек – от 1.5 до 4.5 мм.

Толщина больших палочек – от 4.5 до 9.5 мм.