

Набор пробных очковых линз НПОЛ6-254

РЗН 2015/3170

набор, стигматические линзы 136 шт., рефракция -20-20 дптр, астигматические линзы 80 шт., рефракция -6-6 дптр, линзы призматические 16 шт., рефракция 0.5-15 дптр, офтальмоскоп, линейка скиаскопическая, линейка для подбора очковых оправ, оправа пробная для подбора пробных очковых линз

Орион Медик ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Стигматические линзы	136 шт.
Вершинная рефракция стигматических линз	-20-20 дптр
Астигматические линзы	80 шт.
Вершинная рефракция астигматических линз	-6-6 дптр
Линзы призматические	16 шт.
Вершинная рефракция призматических линз	0.5-15
Диаметр отверстий диафрагм	1.5 / 3 / 4 мм
Щель отверстий диафрагм	1.5×12 мм
Цилиндры скрещенные	+0,25 и +0.5

Состав набора

Офтальмоскоп	Да
Линейка скиаскопическая	Да
Линейка для подбора очковых оправ	Да
Оправа пробная для подбора пробных очковых линз	Да
Размеры	580×340×60 мм
Масса	4.5 кг

Описание

Набор пробных очковых линз НПОЛБ-254 (большой)

В комплект набора НПОЛБ-254 входит:

- набор линз, призм, цилиндров, диафрагм, фильтров
- оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-СПб
- линейка скиаскопическая (комплект)
- линейка для подбора очковых оправ
- офтальмоскоп зеркальный (ОЗ-5)
- футляр