

Набор реагентов Анти-Стрептолизин (О)-ВИТАЛ

ФСР 2011/10922

реагенты, система открытая, специфические белки,
стрептолизин, метод определения
иммунотурбидиметрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	специфические белки
Параметр определения	стрептолизин
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН (О)-ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации антител к стрептолизину (О) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом.