

Набор реагентов TS-МультиТех-Фибриноген (автомат)

РЗН 2016/4690

система открытая, фибриноген

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	количественное определение фибриногена в плазме крови на автоматических коагулометрах

Описание

МультиТех-Фибриноген (авто) – набор реагентов для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови **на автоматических коагулометрах**, без предварительного разведения исследуемой плазмы.

Принцип метода

Определяется время свертывания цитратной плазмы избытком тромбина (модифицированный метод Клаусса). Время свертывания при этом пропорционально концентрации фибриногена, которую определяют по калибровочному графику.