

Набор реагентов TS-МультиТех-Фибриноген (полуавтомат)

ФСР 2012/13639

система открытая, фибриноген

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	количественное определение фибриногена в плазме крови на полуавтоматических коагулометрах

Описание

МультиТех-Фибриноген (полуавто) – набор реагентов для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови на полуавтоматических коагулометрах, без предварительного разведения исследуемой плазмы.

Принцип метода

Определяется время свертывания цитратной плазмы избытком тромбина (модифицированный метод Клаусса). Время свертывания при этом пропорционально концентрации фибриногена, которую определяют по калибровочному графику.