

Набор реагентов Хлориды-ВИТАЛ

ФСР 2010/08241

реагенты, система открытая, электролиты, хлориды,
метод определения колориметрический, объем 100 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	хлориды
Метод	колориметрический
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Объем	100 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Хлориды-ВИТАЛ для определения концентрации хлоридов.