

Набор реагентов Калий-ВИТАЛ

ФСР 2010/08242

реагенты, система открытая, электролиты, калий,
метод определения турбидиметрический без
депротеинизации, объем 50 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	калий
Метод	турбидиметрический без депротеинизации
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Калий-ВИТАЛ для определения концентрации калия.