

Набор реагентов Магний-ВИТАЛ

ФСР 2011/11079

реагенты, система открытая, электролиты, магний,
метод определения колориметрический без
депротеинизации, объем 50 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	магний
Метод	колориметрический без депротеинизации
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Магний-ВИТАЛ для определения концентрации магния.