

Набор реагентов Лактат-ВИТАЛ

ФСР 2007/01208

реагенты, система открытая, субстраты, молочная
кислота, метод определения энзиматический
колометрический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	молочная кислота
Метод	энзиматический колометрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Лактат-ВИТАЛ для определения концентрации молочной кислоты в цельной крови (с депротеинизацией), в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом.