

Набор реагентов Фосфор-ВИТАЛ

ФСР 2010/08243

реагенты, система открытая, электролиты,
неорганический фосфор, метод определения
молибдатный, объем 100 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	неорганический фосфор
Метод	молибдатный
Материал исследования	сыворотка крови
Объем	100 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Фосфор-ВИТАЛ для определения концентрации неорганического фосфора.