

Набор реагентов Цинк-ВИТАЛ

ФСР 2011/10924

реагенты, система открытая, электролиты, метод определения колориметрический без депротеинизации, объем 50 мл

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Метод	колориметрический без депротеинизации
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Цинк-ВИТАЛ для определения концентрации цинка.