

Набор реагентов РеалБест РНК ВГС-1/2/3 для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С

ФСР 2010/09021

для определения, РНК, гепатит С

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	РНК
Определяемый параметр	гепатит С
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	- комплект 1 – на 48 определений; - комплект 2 – на 50 определений.