

Набор реагентов ЭКОлаб Сифилис-РПГА-тест

ФСР 2010/08228

для открытых систем, диагностикумы, наборы на 100 / 200 / 500 определений

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	диагностикумы
Упаковка	флакон
Фасовка	наборы на 100 / 200 / 500 определений

Дополнительные характеристики

Сифилис-РПГА-тест – набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* в реакции пассивной гемагглютинации.

Назначение

Набор Сифилис-РПГА-тест предназначен для качественного и полуколичественного определения антител к *Treponema pallidum* в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека с помощью реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) при «ручной» постановке реакции и визуальном учете результатов и при использовании аппаратно-программных комплексов «Критерий-2», «Эксперт-Лаб», ридеров типа Anthos LP400, MRX, MR7000, Dynateh MRXII и автоматических анализаторов типа Olympus PK 3000.

Варианты комплектации:

- Комплект № 1 – для качественного определения (выявление наличия антител).
- Комплект № 2 – для качественного и полуколичественного определения (определение титра антител).

Фасовка: 100 / 200 / 500 определений.

Время анализа: 45 минут.

Срок годности: 1.5 года.

Состав набора:

- Тест-эритроциты (ТЭ)
- Контрольные эритроциты (КЭ)
- Буферный раствор (БР)
- Контрольный положительный образец (К□)

- Контрольный отрицательный образец (K□)

Инструкция Сифилис-РПГА-тест