

Набор реагентов TS-Патоплазма

ФСР 2011/12842

система открытая, контрольная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма
Назначение	для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза

Описание

Реагент Технология-Стандарт Патоплазма – лиофилизированная специально приготовленная бедная тромбоцитами плазма крови. Патологическая плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ. Патологическую (по параметрам коагулограммы) плазму применяют для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза.