

## Набор реагентов TS-контроль

РЗН 2020/12097

система закрытая, для анализаторов Technology Solution

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



### Характеристики

---

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Система          | закрытая            |
| Для анализаторов | Technology Solution |

### Описание

---

**Набор реагентов TS-контроль** предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) при исследовании системы гемостаза на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution.

#### Принцип метода

Внутрилабораторный контроль качества реагентов. Реагенты, входящие в состав набора, являются лиофилизированными смесями бедной тромбоцитами плазмы крови здоровых людей. Контрольные плазмы стабилизированы цитратом натрия. Контрольная плазма TS-контроль П специально подготовлена для получения патологического диапазона.

#### Область применения набора:

☐ Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

**Каталожный номер:** 859

#### Комплектации:

1. TS-контроль Н (лиофильно высушенная контрольная плазма с нормальным диапазоном значений), на 1 мл – 3 фл.
2. TS-контроль П (лиофильно высушенная контрольная плазма с патологическим диапазоном значений), на 1 мл – 3 фл.