

Набор Цистофикс с катетером Пигтейл

ФСЗ 2007/00012

катетер Пигтейл, размер 10 Fr / 15 Fr, длина 65 см

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип катетера	катетер Пигтейл
Размер	10 Fr / 15 Fr
Длина	65 см

Описание

Набор Цистофикс с катетером Пигтейл – готовые к использованию наборы с предустановленным катетером для проведения чрезкожной надлобковой катетеризации. Катетеры Цертон обеспечивают высокую скорость потока. Предназначен для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа мочевого пузыря.

Диаметр катетера: 10 Fr / 15 Fr

Длина катетера: 65 см

	Цистофикс с катетером Пигтейл – Базовый набор • катетер из полиуретана Цертон, длина 65 см • расщепляемая металлическая канюля для пункции • фиксирующая пластина (только для 10 Fr) • пакет для сбора мочи 1.5 л • 7 отверстий на катетере
	Цистофикс с катетером Пигтейл – Сменный набор • катетер из полиуретана Цертон, длина 65 см • проводник 1.1×1000 мм (нержавеющая хромоникелевая сталь) • фиксирующая пластина (только для 10 Fr) • 7 отверстий на катетере

Все размеры и каталожные номера наборов Цистофикс