

Набор вагинальных конусов Симург ColpoTrain

РЗН 2016/4578

4 шт., длина 48 мм, диаметр 22 мм, вес 20 / 35 / 50 / 70 г, гипоаллергенный силикон

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Количество	4 шт.
Длина	48 мм
Диаметр	22 мм
Вес	20 / 35 / 50 / 70 г
Материал	гипоаллергенный силикон

Дополнительные характеристики

Набор вагинальных конусов ColpoTrain® – изделие медицинского назначения, предназначенное для самостоятельной тренировки мышц тазового дна с целью развития эрогенных зон, быстрого восстановления половых органов после родов, лечения легких форм опущения влагалища и матки и консервативной терапии стрессового недержания мочи.

Вагинальный тренажёр ColpoTrain® состоит из четырёх конусов:

1. Белый конус – 20 г
2. Голубой конус – 35 г
3. Синий конус – 50 г
4. Тёмно-синий конус – 70 г

Длина каждого конуса 48 мм, наибольший диаметр 22 мм.

Каждый конус изготовлен из специального гипоаллергенного биологически инертного силикона, имеет обтекаемую форму, идеально гладкую поверхность и снабжён силиконовой нитью для удобного использования.

Тренировки с конусами ColpoTrain®

- Восстанавливают тонус и увеличивают силу тазовой мускулатуры, поддерживающей внутренние органы, нормализуют её функции.
- Активизируют кровообращение и ликвидируют застойные явления в области таза.
- Улучшают питание половых органов, стимулируют восстановительные процессы, нормализуют секрецию и микрофлору влагалища.

Когда используются конусы ColpoTrain®

- Для лечения опущения влагалища и матки 1-2 степени и связанных с ним проблем.
- Для лечения стрессового недержания мочи и гиперактивного мочевого пузыря.
- Для восстановления после операции на промежности и влагалище.
- Для лечения предменструального синдрома и альгодисменореи.
- Для лечения климактерического синдрома.
- Для лечения вагинальной атрофии.
- Во время диспареунии (болезненных половых актов).
- Для лечения аноргазмии (отсутствия оргазма).
- Для контролируемого управления силой сжатия и расслабления влагалищной группы мышц с целью повышения сексуальных ощущений во время полового акта.

Конус помещается во влагалище наподобие тампона. Задача женщины – научиться удерживать конус посредством сокращения мышц тазового дна.

Комплекс упражнений