

Набор для пункции плевральной полости Плеврофикс № 2

ФСЗ 2007/00300

двойной обратный клапан, игла 15 G, шприц, мешок 2 л

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Управление	двойной обратный клапан
Игла	тонкостенная
Размер иглы	15 G
Шприц	Да
Сборный мешок	2 л

Описание

Устройство B.Braun Pleurofix® №2 – набор для пункции плевральной полости с двойным возвратным клапаном. Предназначен для пункции плевральной полости с целью удаления различных жидкостей и воздуха или для введения медикаментов.

Показания

- Пневмоторокс
- Плевральный выпот (злокачественный или воспалительный)
- Гнойный плеврит

Помимо пункции плевральной полости этот набор также используется для пункции и дренажа других полостей (например, брюшной полости или полости перикарда).

Состав набора

- Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1.8×80 мм
- Соединительная трубка с резьбовым соединением
- Трехкомпонентный шприц Омнификс® 60 мл, Луер Лок
- Двойной антирефлюксный клапан
- Пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см

Арт. 4461037