

Наборы для забора крови Medical Case Plasmoactive Стандарт / Плюс

ФС № 2006/741

гепарин натрия и гель, цветовой код зеленый, пластик

Компания Медикал Кейс ООО, Россия



Характеристики

Тип	гепарин натрия и гель
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Набор для забора крови **Medical Case Стандарт Plasmoactive** - практичный и удобный инструмент, объединяющий в себе все расходные материалы, необходимые для проведения процедуры инъекции аутоплазмы.

Набор для забора крови **Medical Case Стандарт Plasmoactive** - все необходимое для проведения процедуры инъекции аутоплазмы в одной упаковке. Это практичный и удобный инструмент, объединяющий в себе все расходные материалы, необходимые для проведения процедуры инъекции аутоплазмы.

Состав наборов

1. Набор для забора крови **Medical Case Plasmoactive Стандарт** - комплектность 1 набора:

- оригинальная пробирка Plasmoactive® - 1 шт
- шприц luer-lock 5 мл - 1 шт.
- катетер-бабочка с luer-адаптером - 1 шт.
- игла для мезотерапии 0.3x4 - 2 шт.
- игла для мезотерапии 0.3x13 - 2 шт.
- игла для шприца 21Gx1 1/2 (0.8x40 мм) - 1 шт.

2. Набор для забора крови **Medical Case Plasmoactive Плюс** - комплектность 1 набора:

- оригинальная пробирка Plasmoactive® - 2 шт
- шприц luer-lock 5 мл - 2 шт.
- катетер-бабочка с luer-адаптером - 1 шт.
- игла для мезотерапии 0.3x4 - 2 шт.
- игла для мезотерапии 0.3x13 - 2 шт.
- игла для шприца 21Gx1 1/2 (0.8x40 мм) - 1 шт.