

Наборы реагентов ИФА Bio-Rad Monolisa

открытая система, тестов 25 / 96 / 192 / 480 шт.

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Для открытых систем	Да
Количество тестов	25 / 96 / 192 / 480 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-системы иммуноферментные Monolisa (Монолиза)

Название	Кат. №
Monolisa HBs Ag Ultra	72346 – 96 тестов 72348 – 480 тестов
Monolisa Ag HBs ULTRA Confirmatory	72408 – 25 тестов
Monolisa HAV IgM PLUS	72491 – 192 теста
Monolisa Total Anti HAV PLUS	72481 – 192 теста
Monolisa Anti-HBs PLUS	72566 – 192 теста
Monolisa HBc IgM PLUS	72382 – 96 тестов
Monolisa Hbe Ag-Ab PLUS	72396 – 96 тестов
Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2	72562 – 96 тестов
Monolisa Anti-HCV PLUS Version 3	72340 – 96 тестов