

## Наборы реагентов ИФА ЭКОлаб

открытая система, тестов 48 / 96 шт.

ЭКОлаб ЗАО, Россия



### Характеристики

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Для открытых систем | Да          |
| Количество тестов   | 48 / 96 шт. |

### Дополнительные характеристики

#### Наборы реагентов ИФА ЭКОлаб

##### Вирусные гепатиты

- ИФА-ВГС – для выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита.
- ИФА-антиВГА-IgM – для выявления антител класса М к вирусу гепатита А.
- ИФА-антиHBsAg – для выявления антител к core-антигену вируса гепатита В.
- ИФА-антиHBsAg-IgM – для выявления IgM к core-антигену вируса гепатита В.
- ИФА-HBsAg – для выявления и подтверждения содержания HBs-антитена вируса гепатита В.

##### ВИЧ

- ИФА-ВИЧ-1,2-Ат – для выявления суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека типов 1 и 2 на основе рекомбинантных антигенов.
- АГАТ-ВИЧ-1,2 – для одновременного выявления антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 и антигена p24 ВИЧ-1.
- ИФА Лайн-Блот-ВИЧ-1,2 – для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов.

##### TORCH

- ИФА-ЦМВ-IgM – для выявления IgM к цитомегаловирусу.
- ИФА-ЦМВ-IgG – для выявления IgG к цитомегаловирусу.
- ИФА-Краснуха-IgM – для выявления IgM к вирусу краснухи.
- ИФА-Краснуха-IgG – для выявления IgG к вирусу краснухи.

##### Микоплазмоз

- ИФА-Мико-пневмо-IgG – для выявления IgG к *Mycoplasma pneumoniae*.
- ИФА-Мико-пневмо-IgM – для выявления IgM к *Mycoplasma pneumoniae*.

##### Диагностика сифилиса

- ИФА-антипаллидум-однотайный – для выявления антител всех классов к *Treponema pallidum*.

### **Гастроэнтерологическая панель**

- ИФА-Хеликобактер-IgA – для выявления IgA к *Helicobacter pylori*.
- ИФА-Хеликобактер-IgG – для выявления IgG к *Helicobacter pylori*.