

Нагнетатель Адьютор AD2301 латексный

РЗН 2015/3206

нагнетатель, для приборов Microlife / Адьютор, для
окружности руки - см, диапазон давления - мм рт. ст.,
диапазон пульса - ударов в минуту, измерение
диастолического давления - мм рт. ст., материал
латекс, с регулятором воздуха, с обратным клапаном

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	нагнетатель
Совместимость с приборами	Microlife / Адьютор

Манжета

Окружность руки	- см
-----------------	------

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Нагнетатель

Материал нагнетателя	латекс
С регулятором воздуха	Да
С обратным клапаном	Да

Дополнительные характеристики

Механический нагнетатель с клапанами АДЬЮТОР подходит для механических тонометров марки Адьютор и обеспечивает высокую точность измерения. Изделие выполнено в черном цвете, из латекса, имеет механический принцип работы. Данный нагнетатель, как и вся продукция компании Адьютор, полностью соответствует мировым стандартам качества.

Характеристики:

Материал: латекс;

Тип: механический; с клапанами;

Цвет: черный.

Подходит и для приборов и Microlife.