

Нагреватель медицинских сред ИРИС

РЗН 2015/3552

подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей, скорость инфузии 50-500 мл/ч, контроль температуры

Латтанте ООО, Россия



Характеристики

Назначение	подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей
Скорость инфузии	50-500 мл/ч
Подогрев	30-60 °C
Контроль температуры	Да
Теплообменник	выносной
Вес	3 кг

Дополнительные характеристики

Нагреватель инфузионных растворов, крови и кровезаменителей «ИРИС» IRIS.

Особенности:

- наличие гибкого нагревателя на трубке для стабильной температуры;
- возможность использования при любых скоростях потока;
- размораживание плазмы до определенной температуры;
- светодиодный индикатор для контроля подогрева.

Характеристики:

- напряжение входное: 220 В;
- напряжение на гибких нагревателях: 15 В;
- устанавливаемая температура на нагревательных элементах только для ИРИС УРТ 75/42/60 СИ подогрев инфузионных растворов и газовых смесей: от 37 до 60 градусов;
- устанавливаемая температура на нагревательных элементах только для ИРИС РТ 75/42 СИ подогрев крови и кровезаменителей: от 37 до 42 градусов;
- температура смеси или раствора в зависимости от скорости потока: от 30 до 36 градусов;
- длина гибкого нагревателя для ИРИС УРТ 75/42/60 СИ и ИРИС РТ 75/42 СИ: - до 95 см;
- длина гибкого нагревателя только для ИРИС РТ 75/42 СИ: - до 150 см;
- мощность: не более 30 Вт;
- вес не более 3 кг.