

Наколенник эластичный Белпа-мед 0802

ФСЗ 2011/11123

наколенник, для нижних конечностей, материал
хлопок / латекс / полиэфир / полушерсть, цвет
бежевый

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	хлопок / латекс / полиэфир / полушерсть
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Мягко фиксирует коленный сустав, оказывает микромассажное действие. Улучшает лимфо- и кровообращение в периартикулярных тканях, уменьшает отечность. Создает оптимальный температурный баланс при работе в условиях холода и сырости. Показания: воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава; период реабилитации после травм, операций и гипсовой иммобилизации; профилактика заболеваний коленного сустава при повышенных нагрузках и неблагоприятных климатических условиях. Особенности: неразъемный; изготовлен из натуральных материалов, не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи; эластичное двухслойное полотно «хлопок-полушерсть» обеспечивает теплосберегающий эффект, хороший воздухообмен и мягкое прилегание; материал воздухопроницаем, что обеспечивает комфортность использования; идеально подходит для работы на холоде и сквозняке.