

Наконечники для дозаторов Литопласт 5-250 мкл

ФСЗ 2011/11241

диапазон дозирования 5-250 мкл, стерильно, без фильтра

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Диапазон дозирования	5-250 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Литопласт 5-250 мкл (тип 1) предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.

Объем: 5-250 мкл

Материал: полипропилен

Цвет: белый прозрачный (другой цвет дополнительно согласовывается при заказе от 100 000 шт.)

Технология изготовления позволила нам добиться повышенной гладкости поверхности, что приводит к её минимальной смачиваемости и, как следствие, полному выдуву в пробирку содержимого наконечника. Широкая часть наконечника изготовлена таким образом, что обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов большинства известных производителей (BIOHIT, GILSON, Ленпипет (Thermo Fisher Scientific) и др.).

Данная продукция производится в беспылевой (свободной от частиц на 99.9%) контролируемой среде при высокой температуре +250°C. Таким образом, она является асептически чистой по производству и не требует дополнительной стерилизации. Тем не менее, материал изготовления выдерживает автоклавирование.

Бактериологический вид: асептические – производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°C. После производства, в той же стерильной атмосфере, фасуются и упаковываются.

Виды упаковки: групповая в пластиковом штативе (96 шт.) / групповая фасовка в полиэтиленовом пакете.

Габариты картонной коробки: 350×250×216 мм