

Наконечники для дозаторов Sarstedt 200 мкл

ФСЗ 2009/04699

диапазон дозирования 200 мкл, нестерильно, с
фильтром / без фильтра

Sarstedt AG & Co., Германия




Характеристики

Диапазон дозирования	200 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Sarstedt 200 мкл, арт. 70.760.411 / 70.760.002 / 70.760.211 / 70.760.202:

 <i>Тип А</i>	70.760.002	200 мкл, бесцветный		500 шт. в пакете, 10 000 шт. в коробке
	70.760.012	200 мкл, жёлтый		500 шт. в пакете, 10 000 шт. в коробке
	70.760.102	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 1 920 шт. в коробке
	70.760.202	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
	70.760.502	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. в штаб. уп., 1 920 шт. в коробке
 <i>Тип О очень длинный</i> 1:2	70.760.452	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. в штаб. уп., 1 920 шт. в коробке
	70.1189.215	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 960 шт. в коробке
 <i>Тип С</i>	70.760.211	200 мкл, бесцветный		96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
	70.760.411			480 шт. в пакете (россыпью), 4 800 шт. в коробке