

Наконечник вакуумаспирационный Тумботино изогнутый

ФСР 2009/05484

многоразовый, изогнутый, № 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

Тип	многоразовый
Профиль	изогнутый
Размер	№ 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12

Дополнительные характеристики

Наконечник вакуумаспирационный Тумботино изогнутый

Кат. №	Размер	Длина
HB-4	№ 6	235 мм
HB-5	№ 7	235 мм
HB-6	№ 8	235 мм
HB-8	№ 10	235 мм
HB-9	№ 11	235 мм
HB-10	№ 12	235 мм