

Наконечники для дозаторов Sarstedt 1000 мкл

ФСЗ 2009/04699



диапазон дозирования 1000 мкл, нестерильно, с
фильтром / без фильтра

Sarstedt AG & Co., Германия

Характеристики

Диапазон дозирования	1000 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Sarstedt 1000 мкл, арт. 70.762.100 / 70.762.411 / 70.762 / 70.762.211 / 70.762.200:

	70.762	1 000 мкл, бесцветный	250 шт. в пакете, 5 000 шт. в коробке
	70.762.010	1 000 мкл, синий	250 шт. в пакете, 5 000 шт. в коробке
	70.762.100	1 000 мкл, бесцветный	100 шт. в штативе, 1 000 шт. в коробке
	70.762.200	1 000 мкл, бесцветный	100 шт. в штативе, 500 шт. во внутр. уп., 1 000 шт. в коробке
	70.762.211	1 000 мкл, бесцветный	100 шт. в штативе, 500 шт. во внутр. уп., 1 000 шт. в коробке
	70.762.411		200 шт. в пакете (россыпью), 2 000 шт. в коробке