

Наконечники для дозаторов Sarstedt 250 мкл

ФСЗ 2009/04699

диапазон дозирования 250 мкл, нестерильно, без
фильтра

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Диапазон дозирования	250 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Sarstedt 250 мкл, арт. 70.760.501 / 70.760.001 / 70.760.201:

	70.760.001	250 мкл, бесцветный	500 шт. в пакете, 10 000 шт. в коробке
	70.760.201		96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке
	70.760.501		96 шт. в штативе, 480 шт. в штаб. уп., 1 920 шт. в коробке
	70.760.451		96 шт. в штативе, 480 шт. в штаб. уп., 1 920 шт. в коробке