

Наконечники для дозаторов Sarstedt 100 мкл

ФСЗ 2009/04699



диапазон дозирования 100 мкл, нестерильно, с фильтром

Sarstedt AG & Co., Германия

Характеристики

Диапазон дозирования	100 мкл
Стерильность	нестерильно
Фильтр	с фильтром

Описание

Наконечники для дозаторов Sarstedt 100 мкл:



70.760.212

100 мкл,
бесцветный

70.760.412



96 шт. в штативе, 480 шт. во внутр. уп., 1 920 шт. в коробке



480 шт. в пакете (россыпью), 4 800 шт. в коробке